

Intelli Wrap Manschette
DER **EINFACHE**
WEG ZU **GENAUEN**
MESSERGEBNISSEN

Damit Sie sich auf die
Dinge konzentrieren
können, die die Ihnen
wirklich wichtig sind.

Intelli Wrap Manschette

Genauere Messergebnisse in jeder
Position um den Oberarm¹

Erkennung unregel- mäßiger Herzschläge

Warnt während der Messung

OMRON connect

Ihre Blutdruckdaten auf
einen Blick

120
—
80



**NEHMEN SIE
SICH ZEIT
FÜR IHR HERZ**



M400 Intelli IT

Automatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät

1. Bilo G, Sala O, Perego C, et al. Impact of cuff positioning on blood pressure measurement accuracy: may a specially designed cuff make a difference? Hypertens Res. 2017;40(6):573-580. Available at <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5506235/>. Last accessed July 2019.

Der einfache Weg zu genauen Messergebnissen.

Das Oberarm-Blutdruckmessgerät M400 Intelli IT mit einzigartiger Intelli Wrap Manschette liefert genaue Messergebnisse in jeder Position um den Oberarm¹. Unregelmäßige Herzschläge werden während der regulären Messung erkannt. Es ist kompatibel mit der einzigartigen OMRON connect App, mit der Gesundheitsdaten einfach nachverfolgt und geteilt werden können.

Das M400 Intelli IT ist klinisch validiert und bietet Spezialvalidierungen für Menschen mit Diabetes sowie Schwangere mit Bluthochdruck – Risikogruppen, für die eine Messgenauigkeit trotz veränderter Umstände bestätigt wurde.

Eigenschaften

- Mit einzigartiger Intelli Wrap Manschette
- OMRON connect App für iOS/Android
- Erkennt unregelmäßige Herzschläge
- Je 60 Speicherplätze für 2 Nutzer + Gast-Modus
- Mittelwertbildung
- Bluthochdruckindikator

Inhalt der Verpackung

- Blutdruckmessgerät
- Intelli Wrap Manschette (HEM-FL31)
- 4 AA Batterien
- Aufbewahrungstasche
- Gebrauchsanweisung
- Installationsanleitung

Technische Daten

Display / Anzeige

LCD Digital Display

Messbereich Manschette:

0 bis 299 mmHg

Blutdruck-Messbereich

SYS: 60 bis 260 mmHg

DIA: 40 bis 215 mmHg

Puls-Messbereich:

40 bis 180 Schläge/Min.

Genauigkeit

Blutdruck: + 3 mmHg

Puls: + 5 % des angezeigten Wertes

Aufpumpen

Automatisches Aufpumpen durch Elektropumpe

Luftablass

Automatisches schnelles Ablassen

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: - 20 ° C bis + 60 ° C

Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Manschette

22 - 42 cm Umfang

Messmethode

Oszillometrische Messung

Übertragungsverfahren

Bluetooth® Low-Energy-Technologie

Energiequelle und Datenübertragung

- Frequenzbereich: 2,4 GHz (2.400 - 2.483,5 MHz)
- Modulation: GFSK
- Effektive Strahlungsleistung: <20 dBm
- DC6 V 4.0 W
- 4 Alkalibatterien „AA“ 1,5 V oder optionales Netzteil (AC 100-240 v, 50-60 Hz, 0,12-0,065 A)



*für Blutdruckmessgeräte zum Hausgebrauch in Europa (EU9), Kantar Health, Umfrage bei Kardiologen (2019)

Logistische Informationen

Produkt-Spezifikationen		Abmessungen (B x H x T) / Gewicht		
Art.-Nr.	HEM-7155T-D	Produkt (ohne Batterien, ohne Verpackung)	Verpackungseinheit	
EAN Code	4015672111783		Verkaufskartonage	Karton (10Stk.)
PZN	15423396	105 x 85 x 152 mm ca. 340 g	187 x 175 x 113 mm 800 g	598 x 215 x 400 mm 9,2 kg
UVP	64,50 €			
HMV	folgt			